



SALUSMED

contacto@salusmed.cl

+569 4615 2867

www.salusmed.cl

@salusmed.cl

# CORSET JEWETT

## CARACTERÍSTICAS

El corset de hiperextensión espinal con banda pélvica móvil AM-GJ-01 está diseñado para estabilizar la columna vertebral mediante un sistema de presión de 3 puntos (esternón, suprapúbico y dorsal), que permite la extensión de la columna vertebral, pero previene su flexión. El corset de hiperextensión ayuda a controlar y sujetar la postura de la columna, reduce el dolor y previene lesiones posteriores.

El corset de hiperextensión AM-GJ-01 está fabricado en aleación de aluminio de alta calidad y recubierto con pintura de arena permanente.

El armazón superior está equipado con placa esternal móvil, banda pélvica móvil y placa para la zona media de la espalda.



## INDICACIONES

- Fracturas por compresión vertebral
- Osteoporosis
- Dolor vertebral causado por metástasis secundaria
- Inmovilización post cirugía
- Artritis vertebral

La banda pélvica móvil está provista de un completo sistema de regulación para ajustar el ángulo ideal o dejarlo móvil para una mayor comodidad mientras el paciente se encuentra sentado





SALUSMED

contacto@salusmed.cl

+569 4615 2867

www.salusmed.cl

@salusmed.cl

# CORSET JEWETT

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El Corset incluye una llave Allen de aluminio para el ajuste de altura, largo y ajustes laterales y pélvico



El ajuste del corset se obtiene mediante la cinta posterior y la hebilla lateral, lo cual permite controlar la tensión individual



La placa ajustable posterior está hecha de plástico, y puede ser ajustada en dos posiciones diferentes



## TALLA

Talla	Altura desde el suprapúbico al esternón	Cómo medir
S	37-44 cm	
M	41-48 cm	
L	45-52 cm	

## COLOR

